

感染対策と拡大阻止のために 感染症への対策

さまざまな感染症のリスクへの「備え」を…

環境衛生

トイレに流せるお掃除シート

ウイルス対応の薬液を合浸したお掃除シート。厚手で大判なのでトイレ内をこれ一枚で汚れ除去。天然ラベンダーの香りつき。

- 商品コード：50278
規格：10枚（ミシン目入20カット）
1枚のサイズ：310×220mm
（ミシン目カット155×220mm）
1ケース入数：24



汚物の処理ツールBOX

感染リスクの疑いのある嘔吐物、排泄物などの汚物をすばやく処理する際に必要なツールをまとめました。

- 商品コード：65131
規格：1セット 入数：3



うがい | 日常的にうがいを 行いましょう

うがい薬 コロコ

希釈 液状 PRTR制度対応品

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。有効成分：ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3%希釈倍率：80~100倍

- うがいディスペンサー COLOCLE CD-500
商品コード：11360
規格：本体
サイズ：W102×D165×H214mm
消毒液噴射量＝約1mL/回
1ケース入数：10
- 商品コード：12142 規格：500mLコロコックルCD-500用 入数：12
- 商品コード：12712 規格：150mL 入数：36
- 商品コード：12815 規格：20mL 入数：12×4



うがいを身近にし、励行を促進する自動うがい器もご用意しております。

コロコ自動うがい器 CO-SA型 環境対応型

床置き型 足踏み 電源不要 自動希釈

(社)日本水道協会認定登録品

ペダルを踏むだけで、適正倍率に希釈されたうがい液がノズルから吐出する、コップいらずの自動うがい器です。カギ付き。

- 商品コード：11030
規格：床置き型
入数：1
サイズ：W348×D359（ペダル含む）
×H1,052mm（ノズル含む）



日常から行える感染対策

<p>手洗い 石けん液でこまめに手洗いを行いましょう</p>	<p>手指消毒 手洗い後、手指の消毒も行いましょう</p>	<p>うがい 日常的にうがいを行いましょう</p>	<p>マスク せき・くしゃみには、マスクをつけましょう</p>	<p>教育 感染予防のために必要な正しい知識を習得し、日頃の生活に活かしましょう</p>	<p>健康管理 日頃から十分な睡眠、バランスの良い食事、室内環境などに心がけましょう</p>
---	--	--------------------------------------	--	---	---

感染症予防のための情報はインターネットで

感染と予防web 検索
http://pro.saraya.com/kansen-yobo/



サイト内上部「サポートサービス」に、啓発ポスターの無料ダウンロードがございます。こちらをご利用ください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2020年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 https://www.saraya.com/

取扱店

いのちをつなぐ
SARAYA



SARS-CoV-2
© SARAYA CO., LTD.

感染対策と拡大阻止のために

感染症への対策

さまざまな感染症のリスクへの「備え」を…

国内の感染症の発生状況は、ここ数年で今まででは想像できないような変化をしていると言えます。その大きな理由は、海外から多くの方が日本に来ているということが考えられます。

新型コロナウイルスの発生により、私たちは今もなお、日々の生活においてこの新しいウイルスへ対応を強いられています。また、冬季にはインフルエンザの流行も懸念されています。

施設での集団感染が発生した場合には、企業活動に支障が出ることもあり得ます。一人ひとりが日々の感染対策を徹底するとともに、このような事態を防ぐためには、日頃からさまざまなリスクを摘出し、「備える」ことが重要です。

01 感染症とは？

感染症 (infectious diseases) とは、寄生体 (微生物や菌・ウイルス) が体内に侵入し、感染して増殖し発症する疾患の総称です。感染して病気を引き起こす微生物を病原体と呼び、寄生虫、真菌 (カビ、酵母等)、原虫、細菌ウイルス等に分類されます。寄生虫を除く病原体は病原微生物といいます。感染は病原体が人間の体内に侵入し、定着、増殖することで成立します。感染しても症状が現れる場合を顕性感染といい、はっきりとした症状が現れない場合を不顕性感染といいます。不顕性感染者は知らない間に保菌者となり病原体を排出し、感染源となり感染を広げる可能性が高く注意が必要です。感染症は感染源、感染経路を知り、それに応じた対策を講じることが重要です。

02 感染経路

感染症は感染源が人間に侵入するところから始まります。そのため、感染経路の遮断が重要な対策となります。日常生活の中で、特に注意すべき感染経路は、「接触 (経口) 感染」「飛沫感染」「空気感染」の3つがあげられます。



接触感染は、皮膚や粘膜の直接的な接触や、病原体で汚染された手指や器具などを介した感染をいいます。



飛沫感染は咳やくしゃみ、会話などの際に口や鼻から出た病原体を含むしぶき (飛沫) を吸い込むことによって起こる感染をいいます。



空気感染は、咳やくしゃみ、会話などの際に口や鼻から出た病原体の微粒子 (飛沫核) が長時間空中に浮遊し、空気の流れにより散布され、それを吸い込むことにより起こる感染をいいます。

施設の感染対策は ポイントを押さえたツール活用を

衛生的で安全な空間を保てるよう、日頃から「手洗い」「手指消毒」「環境衛生」など、感染対策が徹底できる設備や物品を設置しましょう。新たな感染症の発生時には、衛生用品の不足が想定されるため、最低限の人員の運用を想定し、備蓄を行ないましょう。

場所別感染症対策

手指衛生+うがい

手洗い設備が無い場所での手指衛生はアルコール手指消毒剤の活用が有効です。しかし手が目に見えて汚れている場合は、石けんと流水による手洗いを行ってもらいましょう。うがいは、のどについた細菌・ウイルスを洗い流す効果があります。

環境衛生

トイレのドアや水洗レバー、ペーパーホルダーをはじめ、エレベーターやコピー機のボタンなど多くの人が触れるところを介して、細菌やウイルスが手に付着する場合があります。日頃から衛生的な状態を保つようにしましょう。

咳エチケット

咳やくしゃみの際に、病原体を含むしぶき（飛沫）を他のヒトにうつさないようにする対策です。マスクを着用することで、飛沫が拡散することを抑えられるため、症状のあるスタッフには着用を徹底させましょう。

うがい

うがいの励行
細菌・ウイルスを減少させるため定期的なうがいを実施

手指衛生

洗って、ふいて、消毒
感染症対策の基本は手洗い

手指衛生

持ちこまない
外からウイルスなどを持ちこまないために入り口に消毒剤を設置し手指消毒を行う。

環境衛生

接触感染対策

ドアノブ、デスク、トイレ等、交差汚染を防ぐための清浄化



手指衛生

スタイリッシュボトル

石けん 泡状 消毒 噴射

オフィスビルやデパート、ホテル等さまざまな雰囲気のあるスペースに馴染むデザイン。

石けん液入り	消毒液入り
■商品コード：23268 規格：500mL 泡ポンプ付 吐出量＝約1g/回 1ケース入数：12 ※詰め替え薬液あります。	■商品コード：41236 規格：500mL 噴射ポンプ付 噴射量＝約3mL/回 1ケース入数：12 ※詰め替え薬液あります。



プッシュ式ディスペンサー MD-300-IBL

手押し 壁付型 電源不要 石けん 泡状/液状 消毒 噴射 ハンドケア 乳液状 容量：250ml

ワンプッシュで泡状石けん液、石けん液、消毒液を吐出・噴射。用途がわかる「ビクトラベル」付き。弊社薬液ボトルを装着して使用します。

■商品コード：41769
規格：本体
サイズ：W79×D99×H203mm
泡状石けん液吐出量＝約0.8mL/回
石けん液吐出量＝約1mL/回
消毒液噴射量＝約0.8mL/回
1ケース入数：6



使用薬液

医薬部外品 手洗い用石けん液 シャボネットP-5

香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器にオススメです。原液使用。
■商品コード：30827 規格：5kg 1ケース入数：3



指定医薬部外品 手指消毒用アルコール アルペット 手指消毒用α

食品添加物にも使用されている成分配合で食品取り扱い者の手指消毒に最適。広範囲のウイルス・細菌に効く手指消毒剤。
■商品コード：41233 規格：3L 1ケース入数：3



便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り

抵抗性の強いウイルスにも作用し便座への影響にも配慮した、エタノールを主成分とした便座除菌クリーナーです。トイレのドアノブ、水洗レバーなどにも。
■商品コード：50277 規格：3L 1ケース入数：3



手指衛生

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

卓上型 石けん 泡状/液状 消毒 噴射

手を触れなくてもセンサーが感知して泡状石けん、石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。カギ付き。

■商品コード：41962
規格：本体
サイズ：W147×D101×H268mm
入数：1
アルカリ乾電池単1型4本使用。
※電池、薬液ボトル、トレーは別売です。



手指消毒用マルチスタンド MS-01

施設や店舗入り口の手指消毒剤設置に手指消毒用ディスペンサー・ポンプボトル両方に対応するマルチスタンド。ご使用シーンに合わせて、使い分けいただけます。

■商品コード：41998
規格：本体
サイズ：W320×D320×H1,159mm
入数：1

ボトル固定金具

高さ調整可能な金具で、ポンプボトルをしっかりと固定できます。

飛散防止トレー

付属のトレーで手指消毒剤の飛び散りを抑制し、床清掃の手間を省きます。



咳エチケット

サラヤ サージカルマスクV

不織布3層構造フィルターでウイルス・細菌飛沫をカットします。

■商品コード：51179
規格：50枚/箱
1枚のサイズ：175×95mm
入数：20



環境衛生

多用途洗浄・除菌剤 サニベスト

原液 液状 中性 PRTR制度対応品

2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンペロープウイルスをしっかりと除去します。アクリル製のパーティションにもご使用いただけます。

■商品コード：50265
規格：5kg B.I.B.
入数：1

